

FICHE TECHNIQUE DE BLOCS SPONGIEUX

Dénomination :	DIZG- BLOCS SPONGIEUX
Fabricant :	DIZG Créé en 1993. Plus de 500 000 implantations
Adresse :	Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne
Références :	Voir Annexe 1
Description :	Os spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
Indications :	Comblement des defects osseux

Image du produit



Matériaux

Composition: Copeaux d'OS spongieux (100 %) lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6% Graisse : < 4%

Emballage : Double blister stérile (Clase A). A conserver jusque +30°C (ne pas congeler) .Date de péremption à 5 ans

Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 %propylène glycol lyophilisée

Dimensions: 21 x 10,5 x 3 cm

Poids: 30 grammes

FICHE TECHNIQUE DE BLOCS SPONGIEUX

Conservation et stockage :

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 30 c °) Ne pas congeler .A l'abris de la lumière.

Sécurité:

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un médicament , agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DIZG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg //) Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. (Supplémentaires DZIG : VIH-NAT // VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I // II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

Distribution :

NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58

Email: info@novomedics-france.fr

Références :

Blocs spongieux issus de têtes femorales .



Dénomination commerciale	Caractéristiques du produit		Codes LPP	Référence du produit
	Dimensions en mm			
	G = Granulométrie			
	Vol. = Volume			
Bloc (Os spongieux)	1cmx1cm1cm		3348689	DD2601
Bloc (Os spongieux)	3cmx1cm1cm		3380233	DD2609
Bloc (Os spongieux)	3cmx3cm1cm		3314673	DD2604
Bloc (Os spongieux)	4cmx3cm1cm		3379632	DD2600
Bloc (Os spongieux)	5cmx3cm1cm		3338308	DD2605