

FICHE TECHNIQUE DE CHIPS D'OS SPONGIEUX

Dénomination :	DIZG- CHIPS SPONGIEUX
Fabricant :	DIZG Créé en 1993. Plus de 250 000 implantations
Adresse :	Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne
Références :	Voir Annexe 1
Description :	Os spongieux lyophilisé d'origine humaine issus de donneurs décédés. Avec structure trabéculaire intacte
Indications :	Comblement des defects osseux

Image du produit



Matériaux

Composition: Poudre/copeaux d'os spongieux (100 %) lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6% Graisse : < 4%

Emballage : Double blister stérile (Clase A). A conserver jusque +30°C (ne pas congeler) .Date de péremption à 5 ans

Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 %propylène glycol lyophilisée

Dimensions: 21 x 10,5 x 3 cm

Poids: 30 grammes

Conservation et stockage Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 30 c °) Ne pas congeler .A l'abris de la lumière)

FICHE TECHNIQUE DE CHIPS D'OS SPONGIEUX

Sécurité: Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un médicament, agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DIZG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg //) Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. (Supplémentaires DZIG : VIH-NAT // VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I // II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

Distribution : **NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**
Email: info@novomedics-france.fr

Références : Chips spongieux issus de têtes fémorales .



Dénomination commerciale	Caractéristiques du produit		Codes LPP	Référence du produit*/**
	Dimensions en mm			
	G = Granulométrie			
	Vol. = Volume			
Chips d'os spongieux	Vol 5cc G <1 cm		3393359	DD2801*
Chips d'os spongieux	Vol 10cc G <1 cm		3316560	DD2802*
Chips d'os spongieux	Vol 15cc G <1 cm		3362063	DD2804*
Chips d'os spongieux	Vol 20cc G <1 cm		3397469	DD2805*
Chips d'os spongieux	Vol 30cc G <1 cm		3332139	DD2803*
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 5cc G <1 cm		3393359	GT2850**
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 15cc G <1 cm		3362063	GT2852**
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 20cc G <1 cm		3397469	GT2853**
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 30cc G <0.5cm		3332139	GT2854**
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 5cc G <0.5cm		3393359	DD 2761*
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 10cc G <0.5 cm		3316560	DD2746*
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 15cc G <0.5 cm		3362063	DD2747*
Chips d'os spongieux moulinsés	Vol 30cc G <0.5 cm		3332139	DD2750*

* donneur vivant

** donneur décédé