

FICHE TECHNIQUE POUDRE D'OS CORTICAL ET CORTICO SPONGIEUX

| | |
|-----------------------|---|
| Dénomination : | DIZG- POUDRE D'OS CORTICAL ET CORTICO SPONGIEUX DENTAIRE |
| Fabricant : | DIZG Créé en 1993. Plus de 500 000 implantations |
| Adresse : | Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne |
| Références : | Voir Annexe 1 |
| Description : | Os cortical lyophilisé d'origine humaine issus de donneurs décédés. Avec structure trabéculaire intacte |
| Indications : | Comblement des defects osseux |

Image du produit



Matériaux

Composition : Poudre d'os cortical ou cortico-spongieux lyophilisé d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

| Composition : | Poudre d'os cortico-spongieux | Poudre d'os cortical |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Minéraux : | 61-64% | 61-64% |
| Collagène : | 31-35% | 31-35% |
| Humidité résiduelle | <6% | <6% |
| Graisse : | < 4% | < 4% |
| Os cortical : | 70% | 100% |
| Os spongieux : | 30% | |

Emballage : Double blister stérile (Classe A). A conserver jusqu'à +30°C (ne pas congeler). Date de péremption à 5 ans
 Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 % propylène glycol lyophilisée
 Dimensions : 21 x 10,5 x 3 cm
 Poids : 30 grammes

Conservation et stockage Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 30 °C) Ne pas congeler. A l'abri de la lumière)

FICHE TECHNIQUE POUDRE D'OS CORTICAL ET CORTICO SPONGIEUX

Sécurité :

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un médicament, agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DIZG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg //) Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. (Supplémentaires DZIG : VIH-NAT / / VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I / II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

Distribution :

NOVOMEDICS France, 4 rue La Fayette, 57000 METZ Tel : 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58

Email : info@novomedics-france.fr

Références :

Poudre d'os cortical issue d'os longs et poudre d'os cortico-spongieux issue de crêtes iliaques, de têtes fémorales et d'épiphyèses de fémurs ou de tibias.



| Dénomination commerciale | Caractéristiques du produit | | Codes LPP | Référence du produit |
|--|-----------------------------|--|-----------|----------------------|
| | Dimensions en mm | | | |
| | G = Granulométrie | | | |
| | Vol. = Volume | | | |
| Poudre d'os cortical (0,212-0,85mm) | Vol 0.5 cc G :0.212-0.85mm | | 3312088 | DD3408 |
| Poudre d'os cortical (0,212-0,85mm) | Vol 1 cc G :0.212-0.85mm | | 3312088 | DD3401 |
| Poudre d'os cortical (0,212-0,85mm) | Vol 3 cc G :0.212-0.85mm | | 3332056 | DD3407 |
| Poudre d'os cortical (0,212-0,85mm) | Vol 5cc G :0.212-0.85mm | | 3378360 | DD3402 |
| Poudre d'os cortical (0,5-1mm) | Vol 1 cc G :0.5-1 mm | | 3312088 | DD3420 |
| Poudre d'os cortical (0,5-1mm) | Vol 3 cc G :0.5-1 mm | | 3332056 | DD3421 |
| Poudre d'os cortical (0,5-1mm) | Vol 5cc G :0.5-1 mm | | 3378360 | DD3422 |
| Poudre d'os cortical (1-2 mm) | Vol 0,5cc G : 1-2mm | | 3312088 | DD3418 |
| Poudre d'os cortical (1-2 mm) | Vol 1 cc G :1-2 mm | | 3312088 | DD3412 |
| Poudre d'os cortical (1-2 mm) | Vol 3 cc G :1-2 mm | | 3332056 | DD3414 |
| Poudre d'os cortical (1-2 mm) | Vol 5cc G :1-2 mm | | 3378360 | DD3415 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (0,212-0,85mm) | Vol 0.5 cc G :0.212-0.85mm | | 3312088 | DD2778 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (0,212-0,85mm) | Vol 1 cc G :0.212-0.85mm | | 3312088 | DD2770 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (0,212-0,85mm) | Vol 3 cc G :0.212-0.85mm | | 3332056 | DD2771 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (0,212-0,85mm) | Vol 5 cc G :0.212-0.85mm | | 3378360 | DD3772 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (1-2mm) | Vol 0.5 cc G :1-2 mm | | 3312088 | DD2779 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (1-2mm) | Vol 1 cc G :1-2 mm | | 3312088 | DD2775 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (1-2mm) | Vol 3 cc G :1-2 mm | | 3332056 | DD2776 |
| Poudre d'os cortico-spongieux (1-2mm) | Vol 5cc G :1-2 mm | | 3378360 | DD2777 |