


FICHE TECHNIQUE DE TÊTE FÉMORALE ENTIÈRE COUPÉE

Dénomination :	DIZG- TÊTE FÉMORALE ENTIÈRE COUPÉE D'OS SPONGIEUX
Fabricant :	DIZG (Institut allemand de cellule) Créée en 1993. Plus de 500 000 implantations
Adresse :	Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne
Références :	Voir Annexe 1
Description :	Os spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
Indications :	Comblement des defects osseux

Image du produit



Matériaux

Composition: OS spongieux (100 %) lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6% Graisse : < 4%

Emballage : Double blister stérile (Clase A). A conserver jusque +30°C (ne pas congeler). Date de péremption à 5 ans
Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 %propylène glycol lyophilisée

Dimensions: 21 x 10,5 x 3 cm

Poids: 30 grammes

FICHE TECHNIQUE DE TÊTE FÉMORALE ENTIÈRE COUPÉE

Conservation et stockage : Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 30 c °) Ne pas congeler .A l'abris de la lumière.

Sécurité: Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un médicament, agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DIZG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg // Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. (Supplémentaires DZIG : VIH-NAT // VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I / II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

Distribution : **NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**
Email: info@novomedics-france.fr

Références :



Dénomination commerciale	Caractéristiques du produit Dimensions en mm G = Granulométrie Vol. = Volume	Codes LPP	Référence du produit*/**
Tête fémorale entière coupée(Os spongieux)	Tête fémorale entière coupée	3332636	GT1800

* Référence GTXXXX : donneur vivant