

## FICHE TECHNIQUE CORTIFLEX

<b>Dénomination :</b>	CORTIFLEX
<b>Fabricant :</b>	DIZG ( <i>Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz</i> ) Créée en 1993. Plus de 500 000 implantations
<b>Adresse :</b>	Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne
<b>Description :</b>	Matrice osseuse déminéralisée d'origine humaine, lyophilisée
<b>Indications :</b>	Comblement des defects osseux en chirurgie buccale , maxillo-faciale et orthopédique

### Images du produit



### Matériaux Composition:

**Lamelle d'os cortical déminéralisé d'origine humaine issu de donneur décédé.  
Flexible après réhydratation.**

### Indications

**Alternatives de greffe autologues avant pose d'implants dentaires :**

**Volume osseux sous-sinusiens insuffisant  
Crête atrophique de l'os maxillaire**

<b>Emballage :</b>	Double blister stérile (Classe A). A conserver jusqu'à +25°C (ne pas congeler) .Date de péremption à 5 ans Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 %propylène glycol lyophilisée  Dimensions: 21 x 10,5 x 3 cm Poids: 30 grammes
--------------------	---

<b>Conservation et stockage :</b>	Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 25 c °) Ne pas congeler .A l'abri de la lumière.
---------------------------------------	---

## FICHE TECHNIQUE CORTIFLEX

**Sécurité:**

Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un produit médical, agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DZIG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg // Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. ( Supplémentaires DZIG : VIH-NAT // VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I // II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

**Distribution :** **NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

**Email: [info@novomedics-france.fr](mailto:info@novomedics-france.fr) Site internet : [www.novomedics-france.fr](http://www.novomedics-france.fr)**

**Références :** *Cortiflex (matrice osseuse déminéralisée)*



Désignation	Référence	DIMENSION
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3543</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15x25 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3545</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15x 30 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3540</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15 x 50 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3546</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15 x 60 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3541</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15 x 100 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3547</i>	<i>Epaisseur 2 mm 15 x 120 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3548</i>	<i>Epaisseur 2 mm 20 x 25 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3549T</i>	<i>Epaisseur 0,5 mm 15 x 15 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3545T</i>	<i>Epaisseur 0,5 mm 15 x 30 mm</i>
<i>Cortiflex</i>	<i>DD3548T</i>	<i>Epaisseur 0,5 mm 20 x 25 mm</i>