

FICHE TECHNIQUE CRÊTE ILIAQUE BICORTICALE OU TRICORTICALE

- Dénomination :** DIZG- CRÊTE ILIAQUE BICORTICALE OU TRICORTICALE
Fabricant : DIZG (*Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz*) Créée en 1993. Plus de 250 000 implantations
Adresse : Köpenicker Str. 325, 12555 Berlin, Allemagne
Description : Os spongieux lyophilisé d'origine humaine. Avec structure trabéculaire intacte
Indications : Comblement des defects osseux

Image du produit



Matériaux

Composition: Copeaux d'OS spongieux (100 %) lyophilisés d'origine humaine qui conserve la structure trabéculaire naturelle intacte.

Composition :

Minéraux : 61-64%

Colagène: 31-35%

Humidité résiduelle: <6% Graisse : < 4%

Emballage : Double blister stérile (Classe A). A conserver jusque +30°C (ne pas congeler) .Date de péremption à 5 ans
Stérilisation : Formule 1,0 % l'acide peracétique. 24,0 % d'éthanol. 37,5 %propylène glycol lyophilisée

Dimensions: 21 x 10,5 x 3 cm

Poids: 30 grammes

Conservation et stockage :

FICHE TECHNIQUE CRÊTE ILIAQUE BICORTICALE OU TRICORTICALE

Stockage dans des conditions standard d'hygiène sanitaire. Protéger de la contamination. Température ambiante (< 30 c °) Ne pas congeler .A l'abris de la lumière.

Sécurité: Fabriqué et distribué selon les règles européennes et les autorisations du Ministère de la Santé Allemand comme un médicament , agréé par l'Institut Paul-Ehrlich. Mise sur l'autorisation de commercialisation : PEI. H.03355.01.1

Le DZIG comprend tous les systèmes de contrôle / de sécurité conformément à la réglementation européenne :

- Sélection des donneurs complète
- Test détaillé sérologiquement au-dessus de la norme exigée par la Directive 2006/EU-17 et comprend le Test PCR de 4 virus (EU requis : HBsAg //) Anti-VIH 1,2 // Anti-HBc // Anti-VHC // TPHA. (Supplémentaires DZIG : VIH-NAT // VHB - NAT // HAV-NAT // Anti-HTLV I // II // HCV-NAT)
- Processus validé pour la désactivation et la suppression des virus, bactéries et champignons.
- Contrôles intra processus et produit par un test final.

Distribution : **NOVOMEDICS France , 4 rue La Fayette , 57000 METZ Tel: 03 87 64 23 01 Fax 09 7 060 11 58**

Email: info@novomedics-france.fr

Références : Crête Iliaque



Dénomination commerciale	Caractéristiques du produit Dimensions en mm G = Granulométrie Vol. = Volume	Codes LPP	Référence du produit
Crête Iliaque Bicorticale	20X40 mm	3370000	DD2706
	20X60mm	3370000	DD2710
Crête Iliaque Tricorticale	20X40mm	3370000	DD2716
	20X60mm	3370000	DD2720
	40X20mm	3370000	DD2722
	60X20mm	3370000	DD2723